



# Estesol® classic [ESTESOL®]

## Hautreinigung



### Flüssiger Hautreiniger bei leichten Verschmutzungen

#### Beschreibung

Estesol® classic ist ein ph-hautneutraler, flüssiger Hautreiniger mit milder Reinigungskraft und guter Hautverträglichkeit. Er reinigt gründlich bei allen leichten Verschmutzungen, die ohne Einsatz von Reibe- und Lösemitteln entfernt werden können.

#### Anwendungsbereich

Leichte Verschmutzungen durch Stäube und Fette. Estesol® classic eignet sich auch zur Ganzkörperreinigung.

#### Produktbeschreibung

Klare hellgrüne, dezent parfümierte viskose Flüssigkeit.

#### EU-Ecolabel



Das europäische Umweltzeichen wird von unabhängigen Stellen (Umweltbundesamt, RAL-Institut) für Produkte vergeben, die während ihres gesamten Lebenszyklus die Umwelt schonen. Dabei gilt die strikte Einhaltung der Anforderungen an die biologische Abbaubarkeit, strenge Sicherheitskriterien für die verwendeten Rohstoffe, sowie ein hoher Anspruch an die Qualität der Produkte.

#### Hinweise zur Anwendung

- Estesol® classic auf der Haut verteilen.
- Mit wenig Wasser aufschäumen.
- Gründlich abwaschen.
- Sorgfältig abtrocknen.

### Vorzüge und Nutzen

Produkteigenschaften	Nutzen
mit hautglättendem Konditionierer	• verbessertes Hautgefühl nach der Hautreinigung und pflegender Effekt auf die Haut
seifenfrei	• verhindert eine Quellung der Haut
pH-hautneutral (schwachsauer)	• dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst • erhält den natürlichen Säureschutzmantel, der u. a. die Aufgabe hat, die Haut vor Infektionen durch Bakterien oder Pilze zu schützen
enthält hochwertige Inhaltsstoffe (u.a. Zuckertensid)	• Anwendbarkeit für alle Körperpartien, auch für Personen mit empfindlicher Haut
dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit	• sehr gut hautverträglich • minimiertes Risiko von Hautirritationen
sehr gut biologisch abbaubare Tenside	• keine Belastung des Abwassers und der Umwelt
silikonfrei beeinträchtigt nicht die Lackierung von Oberflächen	• bei vielen Fertigungsprozessen einsetzbar

### Qualitative Zusammensetzung

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, LAURETH-2, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PEG-30 GLYCERYL COCOATE, LAURYL POLYGLUCOSE, POLYQUATERNIUM-22, CI 47005\*, CI 61570\*, PARFUM (FRAGRANCE).

Die verwendeten Inhaltsstoffbezeichnungen entsprechen der internationalen Nomenklatur für kosmetische Produktbestandteile (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

\* Colour Index

### Prüfungen zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von Estesol® classic wurde an Personen unter Laborbedingungen und ärztlicher Anleitung sorgfältig geprüft. Estesol® classic hat sich in diesen Tests sowie unter Alltagsbedingungen als sehr gut hautverträglich erwiesen.

Das ärztlich zertifizierte Hautverträglichkeitsgutachten von Prof. Dr. med. S.W. Wassilew (ehem. Direktor der Dermatologischen Klinik in Krefeld) kann bei uns angefordert werden.

### Gesetzliche Vorschriften

Estesol® classic unterliegt der Kosmetikverordnung der EG, dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung.

### Sicherheitsdatenblatt

Kann unter [www.stoko.de](http://www.stoko.de) herunter geladen werden.

### Ökologie

Inhaltsstoffe und Verpackung von Estesol® classic sind besonders umweltfreundlich. Daher wurde Estesol® classic mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union ausgezeichnet.

Die eingesetzten Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit (EU-Detergenzienverordnung 648/2004).

### Qualitätssicherung

Alle Produkte des STOKO® Programms erfüllen den mikrobiellen Reinheitsanspruch, wie er auch für äußerlich anwendbare Arzneimittel (nach Ph. Eur.) gilt:

< 10<sup>2</sup> vermehrungsfähige Keime/g Produkt.

Diesbezügliche Kontrolluntersuchungen sind fester Bestandteil unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen.

### Haltbarkeit / Hinweise zur Lagerung

Estesol® classic kann im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur mehr als 30 Monate gelagert werden. Haltbarkeit nach dem Öffnen: siehe Angabe auf dem Packmittel.

### Erste Hilfe

Sollte Estesol® classic versehentlich ins Auge gelangen, so ist sofort mehrfach mit lauwarmem Wasser auszuspülen (Augendusche, Augenspülflasche). Sofern danach noch ein Brennen vorhanden ist, ist ein Arzt aufzusuchen.

### Weitere Hinweise

Nachweise und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

### Packungsgrößen

1000-ml-Flasche (für Stoko® alu dispenser)  
2000-ml-Softflasche (für alle Stoko Vario® Spender)  
5-l-Kanister inkl. Dosierpumpe  
10-l-Kanister

Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus Spendern ausgegeben werden, die mit der Marke STOKO® gekennzeichnet sind.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

\* eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder ihrer verbundenen Unternehmen

### Deb-STOKO Europe GmbH

Bäckerpfad 25, 47805 Krefeld

Postanschrift: Postfach 10 04 52, 47704 Krefeld

### Beratung, Angebote und Auftragsbearbeitung:

TELEFON +49 2151 38-1827/28/29 TELEFAX +49 2151 38-1502, [stoko@debstoko.com](mailto:stoko@debstoko.com)

[www.stoko.de](http://www.stoko.de)

Stand: 06-14 / 769