

Technische Information

# Estesol® premium [PRAECUTAN® PLUS]

# Hautreinigung



Hochwertiger Hautreiniger mit sehr guter Reinigungskraft für stark beanspruchte und empfindliche Haut.

#### Beschreibung

Estesol® premium ist ein seifenfreier, flüssiger Hautreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe. Die Verwendung milder Tenside und die Konservierungsmittelfreiheit bewirken eine optimale Hautverträglichkeit. Somit eignet sich Estesol® premium besonders zur schonenden Reinigung stark beanspruchter und empfindlicher Haut.

### **Anwendungsbereich**

Leichte bis mittlere Verschmutzungen. Auch zur Ganzkörperreinigung geeignet.

#### Produktbeschreibung

Klare, farblose, parfümierte, viskose Flüssigkeit.

#### Hinweise zur Anwendung

- Estesol® premium auf der Haut verteilen.
- Schmutz mit wenig Wasser anlösen.
- Gründlich abwaschen.
- · Sorgfältig abtrocknen.

#### Vorzüge und Nutzen

Produkteigenschaften	Nutzen
enthält milde Tenside (Zuckertensid und Sulfosuccinat) und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren	<ul><li>für alle Körperpartien geeignet</li><li>ideal für Personen mit empfindlicher Haut</li></ul>
pH-hautneutral	<ul> <li>dem natürlichen pH-wert der Haut angepasst</li> <li>erhält den natürlichen Säureschutzmantel, der u. a. die Aufgabe hat, die Haut vor Infektionen durch Bakterien oder Pilze zu schützen</li> </ul>
dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit	<ul><li>sehr gute Hautverträglichkeit</li><li>minimiert so das Risiko von Hautirritationen</li></ul>
ohne Konservierungsstoffe	<ul> <li>ideal für Personen mit individueller Unverträglichkeit auf Konservierungsmittel</li> </ul>
seifenfrei	<ul> <li>verhindert eine Quellung der Haut, wie sie häufig bei regelmäßiger Seifenanwendung beobachtet wird</li> </ul>
die enthaltenen Tenside sind sehr gut biologisch abbaubar	keine Belastung des Abwassers und der Umwelt
silikonfrei lackverträglich (Lackbenetzungstest) ohne Einfluss auf die Trennfestigkeit von Gummi (DIK-Testung)	<ul> <li>bei vielen Fertigungsprozessen einsetzbar (DIK: Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V., Hannover)</li> </ul>

#### Qualitative Zusammensetzung\*

AQUA (WATER), SORBITOL, SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, PROPYLENE GLYCOL, LAURYL POLYGLUCOSE, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, SODIUM CHLORIDE, LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE, PARFUM (FRAGRANCE).

\* Die verwendeten Inhaltsstoffbezeichnungen entsprechen der internationalen Nomenklatur für kosmetische Produktbestandteile (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

#### Prüfungen zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von Estesol® premium wurde an Personen unter Laborbedingungen und ärztlicher Anleitung sorgfältig geprüft. Estesol® premium hat sich in diesen Test sowie unter Alltagbedingungen als sehr gut hautverträglich erwiesen.

Das ärtzlich zertifizierte Hautverträglichkeitsgutachten von Prof. Dr. med. S.W. Wassilew (ehem. Direktor der Dermatologischen Klinik in Krefeld) kann bei uns angefordert werden.

#### **Gesetzliche Vorschriften**

Estesol® premium unterliegt der Kosmetikverordnung der EG, dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung.

#### Sicherheitsdatenblatt

Kann unter www.stoko.de heruntergeladen werden.

# Ökologie

Die eingesetzten Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit (EU-Detergenzienverordnung 648/2004).

#### Qualitätssicherung

Alle Produkte des STOKO® Programms erfüllen den mikrobiellen Reinheitsanspruch, wie er auch für äußerlich anwendbare Arzneimittel (nach PhEur) gilt:

# < 10<sup>2</sup> vermehrungsfähige Keime/g Produkt.

Diesbezügliche Kontrolluntersuchungen sind fester Bestandteil unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen.

#### Haltbarkeit / Hinweise zur Lagerung

Estesol® premium kann im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur mehr als 30 Monate gelagert werden. Haltbarkeit nach dem Öffnen: siehe Angabe auf dem Packmittel.

#### **Erste Hilfe**

Sollte Estesol® premium versehentlich ins Auge gelangen, so ist sofort mehrfach mit lauwarmem Wasser auszuspülen (Augendusche, Augenspülflasche).
Sofern danach noch ein Brennen vorhanden ist, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Weitere Hinweise**

Nachweise und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

#### Packungsgrößen

250-ml-Flasche

1000-ml-Hartflasche\*

2000-ml-Softflasche\*\*

5-I-Kanister

- \* für STOKO MAT® ALU-Spender
- \*\* für alle STOKO VARIO®-Spender

Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO° Programm am besten und effektivsten aus Spendern ausgegeben werden, die mit der Marke STOKO° gekennzeichnet sind.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

# **Deb-STOKO Europe GmbH**

Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld

Postanschrift: Postfach 10 04 52, 47704 Krefeld

# Beratung, Angebote und Auftragsbearbeitung:

TELEFON +49 2151 38-1827/28/29 TELEFAX +49 2151 38-1502 , stoko@debstoko.com www.stoko.de

Stand: 06-14 / 784-6

<sup>°</sup> eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder ihrer verbundenen Unternehmen